

TSC LIFE

Innovation with purpose

Classification (CEI 60601-1) Classe II, Body Floating (corps flottant)

1. Flores-Maldonado A, Medina-Escobedo CE, Ríos-Rodríguez HM, Fernández-Domínguez R. Mild perioperative hypothermia and the risk of wound infection. *Arch Med Res.* 2001;32(3):227-231. doi:10.1016/s0188-4409(01)00272-7
2. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. *N Engl J Med.* 1996;334(19):1209-1215. doi:10.1056/NEJM199605093341901
3. Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, et al. Perioperative Maintenance of Normothermia Reduces the Incidence of Morbid Cardiac Events: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 1997;277(14):1127-1134. doi:10.1001/jama.1997.03540380041029
4. Bindu B, Bindra A, Rath G. Temperature management under general anesthesia: Compulsion or option. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol.* 2017 Jul-Sep;33(3):306-316. doi:0.4103/joacp.JOACP_334_16.

Nos équipements médicaux sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé exclusivement. Les professionnels de santé sont tenus d'exercer leur propre jugement clinique professionnel pour déterminer le caractère adapté d'un produit donné dans le cadre du traitement d'un patient individuel. TSC Life ne dispense pas de conseils médicaux et recommande fortement aux professionnels de santé de suivre une formation sur l'utilisation d'un produit avant de l'utiliser. Les professionnels de santé doivent systématiquement consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le mode d'emploi, y compris les instructions relatives au nettoyage et à la stérilisation (le cas échéant), avant d'utiliser un produit fourni par TSC Life. Les informations fournies visent à présenter des produits spécifiques et la gamme étendue d'offres de TSC Life. La disponibilité des produits peut varier d'un marché à l'autre en raison de pratiques réglementaires et/ou médicales propres à chaque région. Pour toute demande relative à la disponibilité des produits TSC Life dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant TSC Life.



The Surgical Company International B.V.

Beeldschemweg 6F | 3821 AH Amersfoort | Pays-Bas
T +31 33 450 72 50 | letsconnect@tsc-life.com | www.tsc-life.com | CC no. 31029240

TSC LIFE



FLUIDO[®] COMPACT



Votre solution intuitive et
quotidienne pour le réchauffement
du sang et des liquides


tsc-life.com

FLUIDO® COMPACT

Avec sa technologie innovante et avancée, Fluido® Compact est votre solution intuitive et quotidienne pour le réchauffement du sang et des liquides, pour prévenir l'hypothermie périopératoire et améliorer les résultats des patients.

Hypothermie périopératoire

La gestion des liquides est un élément vital de la prise en charge périopératoire des patients. Lorsqu'un patient reçoit plus de 500 ml de liquide ou de produits sanguins, les organisations de soins de santé du monde entier recommandent de les réchauffer à 37 °C afin de conserver la normothermie du patient et de réduire les risques d'hypothermie périopératoire accidentelle. Les répercussions de l'hypothermie périopératoire accidentelle sont reconnues par les organisations de soins de santé reconnues à travers le globe. Il a été démontré que l'hypothermie accidentelle :



Augmentait les infections aux sites chirurgicaux (ISS)¹



Prolongeait l'hospitalisation²



Augmentait le risque d'événements cardiaques morbides³

Facile à installer, Fluido Compact simplifie le processus de réchauffement à l'aide d'un seul bouton. Il porte rapidement les liquides ou les produits sanguins à la température optimale afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : vos patients.

Le saviez-vous ?

Une unité de sang réfrigéré ou un litre de cristalloïdes à température ambiante peut réduire la température corporelle moyenne de 0,25 °C.

Le réchauffement des liquides est la seule méthode qui produit un réchauffement central direct, et il est recommandé pour toutes les perfusions intraopératoires ≥ 500 ml chez les adultes.⁴

Fluido Compact est proposé par TSC Life. Nous sommes les experts du réchauffement de la température des patients, et plus particulièrement des besoins quotidiens et futurs des professionnels de santé et de leurs patients. Nous avons vendu à ce jour plus de 7 000 unités pour réchauffer activement vos patients.

Le système Fluido Compact propose deux sets à usage unique :

	Volume de remplissage	Ligne du patient	Débit maximal
Set standard Fluido Compact N° art. 672000	4 ml	400 mm	400 ml/min
Set standard Fluido Compact avec chambre compte-gouttes N° art. 672100	15 ml	700 mm	500 ml/min

Le support du module de réchauffement vous permet de placer le module de réchauffement près du patient sans risques.




Support pour module de réchauffement Fluido Compact
Réf. art. : 660700

Pince facile d'emploi pour un large choix de positionnements.



Système Fluido Compact
N° art. : 650000

Panneau de commande simple d'utilisation. Le processus de réchauffement se lance à l'aide d'un seul bouton.



Module de réchauffement conçu pour assurer le positionnement simple et correct de cassettes à usage unique.